

Fos 2 Osteosynthese System

Fos 2 wurde für die operative Versorgung des Vor-, Mittel-, und Rückfußes entwickelt. Die Vielzahl an verschiedenen Platten bietet unzählige Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb des Systems. Durch die durchmesserspezifische Farbkodierung der Instrumente wird eine intuitive Handhabung sichergestellt.

Drei Module decken hierbei die Versorgung von Frakturen, Osteotomien und Arthrodesen ab.

Modul 1: Ø 2,0 mm und Ø 2,3 mm

Modul 2: Ø 2,7 mm und Ø 3,0 mm

Modul 3: Ø 3,5 mm und Ø 4,0 mm



Modul 1
Hammerzehl-Korrektur



Modul 2
Open-Wedge-Osteotomie



Modul 2
MTP-Arthrodesis



Modul 2
Kalkaneus-Osteotomie




Modul 2
Lisfranc-Arthrodesis



Modul 2
Lapidus-Arthrodesis



Modul 2 und 3
Mittelfußrekonstruktion



Modul 3
Kalkaneus-Fraktur

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

91-350-71-01 · Rev.01 · 2024-10 · Gedruckt in Deutschland
Copyright by KLS Martin SE & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten

Fußchirurgie



Fußchirurgie

Für die Fußchirurgie bieten wir verschiedene Osteosynthesysteme für die Versorgung von Trauma und Rekonstruktionseingriffen an den Phalangen, Metatarsalen und den Tarsalen.

Zudem beinhaltet das Portfolio Kompressionschrauben in verschiedensten Dimensionen sowohl aus Titan als auch aus resorbierbarem Magnesium an.

Erfahren Sie mehr über unsere fußchirurgischen Lösungen unter:

www.klsmartin.com/fuss



NEU

Fos 2
Fuß Osteosynthese System
für Trauma und Rekonstruktion



Genos Mini
für die interne Distraction
der Metatarsalen



NEU

HBS 2 Resorb Mg und mm.CS
Headless Cannulated Compression Screws –
resorbierbar



HBS 2
Headless Cannulated Compression Screws