

— PROTHÈSE
SCAPHO-TRAPÉZO-TRAPÉZOÏDIENNE
INCA™



DOCUMENTATION



groupe lépine

Depuis 1714

PROTHÈSE STT INCA™

- alliage à base de Chrome, de Cobalt et de Molybdène.
- fixation sans ciment : revêtement de titane et d'hydroxyapatite.
- surface articulaire polibrillante et anatomique.
- quille d'ancrage assurant la stabilité primaire.
- stérilisation par rayonnement Gamma.



STT INCA™

Désignation

STT INCA 14/10
STT INCA 16/11

Réf

MIHC014
MIHC016

ANCILLAIRES



Désignation

GABARIT STT INCA

Réf

MIAGT001



IMPACTEUR STT INCA

MIAD001



RAPE STT INCA

MIARQ001

lépine Algérie

9 rue philosophe Tabrizi
Les sources
Bir Mourad Rais - ALGER
lepine-algerie@groupe-lepine.com

lépine Italia

Via Cassanese 100,
20090 Segrate (Milano)
lepine-italia@groupe-lepine.com

lépine Ibérica

J.J. Tadeo Murguía, 3 y 5 Bajos
20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)
lepine-iberica@groupe-lepine.com

lépine Maroc

79 avenue IBN SINA
10080 RABAT - AGDAL
lepine-maroc@groupe-lepine.com

175 rue Jacquard - CS 50307
69727 Genay Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 33 02 95
Fax +33 (0)4 72 35 96 50

www.groupe-lepine.com



groupe lépine

Depuis 1714