


MEDGASTECHNIK



CARE M

Medizinische
Versorgungseinheit



MEDIZINTECHNIK MIT TRADITION

Die Firma Medgas-Technik stellt seit 20 Jahren Medizinprodukte für den internationalen Markt her. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung ergeben sich für den Kunden zahlreiche Vorteile:

- langjährige Erfahrung im Bereich Medizintechnik
- langjährige Erfahrung im Bereich Gasversorgungstechnik
- hoher Qualitätsstandard
- individuelle, kundenspezifische Lösungen
- ergonomische Produktgestaltung
- modularer Aufbau der Produktlinien im Baukastenprinzip
- qualifizierte Beratung und Unterstützung
- detaillierte Planung
- flexible Einzelfertigung
- Einsatz von handelsüblichen Komponenten
- zukunftsorientierte Produktkonzeption
- enge Zusammenarbeit mit Geräteherstellern
- konsequente Produktweiterentwicklung
- Berücksichtigung neuester Technologien
- europaweites Vertriebs- und Servicenetz

Medizintechnik von MEDGAS sind kundenorientierte Lösungen aus kompetenter Hand. Die qualitativ hochwertigen und technisch ausgereiften Produkte entsprechen den Anforderungen von internationalen Märkten. Qualität heißt bei MEDGAS nicht nur, dass die ausgelieferten Produkte allen Standards, Normen und Vorschriften entsprechen, sondern auch, dass die Mitarbeiter laufend geschult und neue Materialien und Komponenten eingesetzt werden. Selbstverständlich ist das Qualitätsmanagement nach EN ISO 13485 zertifiziert.



Produktion | production



Vertrieb | distribution



Service




Entwicklung | development

MEDICAL ENGINEERING BOUND BY TRADITION

Since twenty years the company Medgas-Technik has established itself as a renowned manufacturer of medical devices. The company's long-standing experience brings many advantages for the customers:

- long-standing experience in the field of medical devices
- long-standing experience in the field of gas supply engineering
- high quality standards
- individually tailored solutions
- ergonomic product design
- modular design principle with respect to product lines
- competent advice and support
- comprehensive engineering and development services
- flexible made-to-order production
- processing of standard components
- advanced and innovative product design
- close co-operation with device manufacturers
- ongoing product improvements
- implementation of new standards and technologies
- distribution and service network across all Europa

Medgas-Technik's medical devices are high-quality solutions tailored to the individual requirements of our customers. The wellengineered products are in perfect compliance with the standards of the international industry. Besides considering it indicative of compliance with all standards, guidelines, and directives, Medgas-Technik relates the word "quality" with the commitment to ensure the staff's continuous enhancement in terms of competency as well as the use of new materials and components. Therefore, it stands to reason that the company's quality management is certified according to EN ISO 13485.




UNSERE MEDIENVERSORGUNGS- EINHEITEN LASSEN SICH GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN KONFIGURIEREN

Die modularen Medienversorgungseinheiten von Medgas-Technik vereinen praktische Anwendung und Design. Die Frontabdeckungen sind in zahlreichen verschiedenen Farben und Dekors erhältlich. Beleuchtung, Stark- und Schwachstromkomponenten sowie medizinische Gasanschlüsse können nach Kundenwunsch eingebaut werden.

Die eingesetzten LED-Beleuchtungskomponenten entsprechen den europäischen Normen, insbesondere der DIN EN 12464-1. Sie beinhaltet sämtliche Vorschriften in Hinblick auf Tageslichtnutzung und energieeffizienter Lichterzeugung.


DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **ALLGEMEINBELEUCHTUNG**
mindestens 100 Lux (200 Lux) Beleuchtungsstärke – ein Beleuchtungsniveau, das auch für einfache Handgriffe in der Krankenpflege ausreicht.
- **LESELICHT**
mit mindestens 300 Lux. Ein blendfreies und positionierbares Leselicht ist die wichtigste Funktionsbeleuchtung für den Patienten.
- **UNTERSUCHUNGSLICHT**
für einfache Untersuchungen ist eine Beleuchtungsstärke von mindestens 300 Lux (1000 Lux) erforderlich.
- **NACHTLICHT**
ermöglicht dem Pflegepersonal Patienten und technische Geräte nachts zu überwachen. Die Mindestbeleuchtungsstärke beträgt 5 Lux (20 Lux).



OHNE DEKORBLENDE

MIT DEKORBLENDE



CARE M

PRODUKTMERKMALE

WISCHSCHIENE
optional



LEICHTE REINIGUNG

durch hochwertige Oberflächenmaterialien



CLEANE OPTIK

durch flächenbündigen Einbau von Stark-
& Schwachstromkomponenten



EINFACHE MONTAGE

durch Montageschiene



MODULARER AUFBAU

in hochwertigen Aluminiumprofilen





NACHTLICHT

wahlweise im oberen oder unteren Lichtmodul



DURCHGEHENDES RAUMLICHT

indirektes Raumlicht mit LED Technologie



DEKORBLENDE

hochwertige HPL-Platte in zahlreichen Designs



POSITIONIERBARES LESE- BZW. UNTERSUCHUNGSLICHT

mit LED Technologie



EINFACHE WARTUNG

für Elektro-, Gas- & Beleuchtungskomponenten



Medgas-Technik
medical systems GmbH
Österreich

Gries 60
A-9909 Leisach
Phone +43 4852 666 65

info.at@medgas-technik.com

Alle Rechte vorbehalten | All rights reserved
© MEDGAS-TECHNIK GmbH, 2023

Technische Änderungen vorbehalten | Technical data are subject to change