


MEDGASTECHNIK



TRAGESYSTEME
PENDANT SYSTEMS



MEDIZINTECHNIK MIT TRADITION

Die Firma Medgas-Technik stellt seit 20 Jahren Medizinprodukte für den internationalen Markt her. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung ergeben sich für den Kunden zahlreiche Vorteile:

- langjährige Erfahrung im Bereich Medizintechnik
- langjährige Erfahrung im Bereich Gasversorgungstechnik
- hoher Qualitätsstandard
- individuelle, kundenspezifische Lösungen
- ergonomische Produktgestaltung
- modularer Aufbau der Produktlinien im Baukastenprinzip
- qualifizierte Beratung und Unterstützung
- detaillierte Planung
- flexible Einzelfertigung
- Einsatz von handelsüblichen Komponenten
- zukunftsorientierte Produktkonzeption
- enge Zusammenarbeit mit Geräteherstellern
- konsequente Produktweiterentwicklung
- Berücksichtigung neuester Technologien
- europaweites Vertriebs- und Servicenetz

Medizintechnik von MEDGAS sind kundenorientierte Lösungen aus kompetenter Hand. Die qualitativ hochwertigen und technisch ausgereiften Produkte entsprechen den Anforderungen von internationalen Märkten. Qualität heißt bei MEDGAS nicht nur, dass die ausgelieferten Produkte allen Standards, Normen und Vorschriften entsprechen, sondern auch, dass die Mitarbeiter laufend geschult und neue Materialien und Komponenten eingesetzt werden. Selbstverständlich ist das Qualitätsmanagement nach EN ISO 13485 zertifiziert.



Produktion | production




Vertrieb | distribution



Service



Entwicklung | development




Leisach

MEDICAL ENGINEERING BOUND BY TRADITION

Since twenty years the company Medgas-Technik has established itself as a renowned manufacturer of medical devices. The company's long-standing experience brings many advantages for the customers:

- long-standing experience in the field of medical devices
- long-standing experience in the field of gas supply engineering
- high quality standards
- individually tailored solutions
- ergonomic product design
- modular design principle with respect to product lines
- competent advice and support
- comprehensive engineering and development services
- flexible made-to-order production
- processing of standard components
- advanced and innovative product design
- close co-operation with device manufacturers
- ongoing product improvements
- implementation of new standards and technologies
- distribution and service network across all Europa


Medgas-Technik's medical devices are high-quality solutions tailored to the individual requirements of our customers. The wellengineered products are in perfect compliance with the standards of the international industry. Besides considering it indicative of compliance with all standards, guidelines, and directives, Medgas-Technik relates the word "quality" with the commitment to ensure the staff's continuous enhancement in terms of competency as well as the use of new materials and components. Therefore, it stands to reason that the company's quality management is certified according to EN ISO 13485.



MAXIMUS 4000

DECKENVERSORGUNGSEINHEIT






VARIO CEILING

DECKENABGEHÄNGTES BALKENSYSTEM






ENERGY

STATIVKOPF DREHBAR
VON DECKE HÄNGEND






ENERGY

STATIVKOPF STARR IN DECKE
UND BODEN EINGEBUNDEN





STATIVKOPF

PRODUKTMERKMALE

PRODUCT CHARACTERISTICS





3 BREMSYSTEME ZUR AUSWAHL

elektromagnetisch / pneumatisch / friktion



BELIEBIGE BAUHÖHEN

bis 2000 mm



2 VERSCHIEDENE MODULBREITEN

285 mm / 355 mm, weitere Breiten auf Anfrage



BESTÜCKUNG

1- und 2 – reihig möglich



ZUBEHÖR

leichte Aufnahme



INDIREKTE & DIREKTE BELEUCHTUNG

in LED Technik



QUERSCHNITT DER DURCHFÜHRUNG

im Gelenkbereich min. 120 cm²
je nach Ausführung



STIRNTEILE

flächenbündig



ANTIBAKTERIELL

durch spezielle Oberflächenbeschichtung



FUNKSTEUERUNG

mittels kabelloser Fernbedienung



WARTUNGSFREUNDLICH

leichte Reinigung, werkzeugloser Zugang



EINFACHE NACHRÜSTBARKEIT

diverser Medien



3 DIFFERENT BRAKE SYSTEMS

electro-magnetic / pneumatic / friction



ALL DESIGN HEIGHTS AVAILABLE

up to 2000 mm



2 DIFFERENT MODULE WIDTHS

285 mm / 355 mm, more width on request



EQUIPPING

available as 1- and 2 – stack



SUPPLIES

light-weight socket



INDIRECT & DIRECT ILLUMINATION

by means of LED-technology



DIAMETER OF ACTIVE OPERATION AREA

min. 120 cm² in the pivot area,
depending on the model



FRONT PARTS

flush-mounted



ANTIBACTERIAL

owing to a special surface coating



RADIO CONTROL

by means of a wireless remote control



EASY MAINTENANCE

easy to clean, tool-free accessibility



EASY RETROFITTING

of diverse media

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einsetzbar in der Chirurgie, Anästhesie, Überwachung, Endoskopie, als auch im Aufwach- und Intensivbereich.
- Hohe Tragkraft aller Systeme.
- Adaption zur Anbindung unterschiedlicher Konsolen mit vielfältigen Ausstattungsvarianten, z.B. marktgängiger Narkose-Beatmungsgeräte.
- Beschichtete Oberflächen ermöglichen optimale Wischdesinfektion.

BENEFITS AT A GLANCE

- Applicable in surgery, anaesthesia, monitoring, endoscopy, and in anaesthetic recovery rooms and intensive care units.
- High payload of all systems.
- Adapters for the connection of different brackets with a multitude of instrumentation variants, e.g. standard anaesthesia/respiration systems.
- The coated surfaces allow for optimum cleaning by wipe disinfection.





Medgas-Technik
medical systems GmbH
Österreich

Gries 60
A-9909 Leisach
Phone +43 4852 666 65

info.at@medgas-technik.com

Alle Rechte vorbehalten | All rights reserved
© MEDGAS-TECHNIK GmbH, 2023

Technische Änderungen vorbehalten | Technical data are subject to change