medkoh
MEDIZINTECHNIK

SEIT 1994

BETTY Bettentransporter

Mehr Sicherheit. Mehr Effizienz. Weniger körperliche Belastung.



Der **BETTY Bettentransporter** unterstützt Gesundheitseinrichtungen beim sicheren und effizienten Transport von Patienten- und Pflegebetten.

Dank seiner kompakten Bauweise und intuitiven Bedienung ermöglicht BETTY rückenschonendes Arbeiten und Bettentransfers durch nur eine Person. Das entlastet Ihre Mitarbeitenden, optimiert Abläufe und schafft mehr Effizienz im Arbeitsalltag.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Effizienter Personaleinsatz**
  Bettentransfers können effizient und rückenschonend durch eine Person durchgeführt werden.
- **Extrem wendig**
  BETTY dreht sich um die eigene Achse und verlängert das Bett nur um wenige Zentimeter – ideal für enge Räume und Liftanlagen.
- **Für jedes Bett geeignet**
  BETTY passt unter jedes Bett und bewegt auch schwere Lasten – inklusive Patient und Geräten – sicher und zuverlässig bis zu einem Gesamtgewicht von 1.000 kg.
- **Bis zu 30 km Reichweite**
  Der leistungsstarke Akku ermöglicht lange Einsatzzeiten zwischen den Ladevorgängen.
- **Flexible Geschwindigkeit**
  Die Höchstgeschwindigkeit lässt sich an Ihre Anforderungen anpassen – bis maximal 10 km/h.
- **Patient jederzeit im Blick**
  Während des gesamten Transports bleibt der direkte Blickkontakt erhalten.

Entwickelt für Ihre Anforderungen

Bettentransporte gehören zum täglichen Arbeitsablauf. Dabei sind enge Korridore, Liftanlagen und lange Transportwege besondere Herausforderungen. BETTY wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Die kompakte Konstruktion ermöglicht präzises Manövrieren auf engstem Raum, während die moderne Steuerung eine sanfte und kontrollierte Fahrt unterstützt.

Das Ergebnis: weniger körperliche Belastung, mehr Sicherheit und effizientere Transportprozesse.



Kompakt. Leistungsstark. Einfach zu bedienen


BETTY bewegt Lasten von bis zu 1.000 kg und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit kann individuell reduziert und an den jeweiligen Einsatzbereich angepasst werden.

Mit seiner kompakten Bauweise passt BETTY auch in enge Bereiche und verlängert das Bett nur um wenige Zentimeter. Die 360°-Manövrierfähigkeit ermöglicht ein präzises Wenden und Rangieren – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Die moderne Steuerungstechnologie sorgt für eine sanfte, präzise Lenkung und ermöglicht individuelle Einstellungen für einen sicheren und kontrollierten Transport.

Technische Details

- Batterie: 80 Ah, 24 V
- Ladegerät 8 A, 24 V, IP68
- Tragkraft: bis 1.000 kg
- Geschwindigkeit: bis 10 km/h, einstellbar
- Abmessungen: 790 x 550 x 390 – 1.120 mm
- Gewicht:160 kg





BETTY live erleben

Erleben Sie, wie der Bettentransporter Ihre Mitarbeitenden entlastet, Transportprozesse vereinfacht und für mehr Effizienz sorgt.

Testen Sie BETTY **zwei Wochen im praktischen Einsatz**. Testzeitraum und Einsatzgebiet stimmen wir individuell auf Ihre Bedürfnisse ab – zu einem geringen Kostenbeitrag.

Jetzt BETTY kennenlernen

medkoh ag
Europastrasse 31
8152 Glattbrugg
Telefon +41 (0)56 484 20 10
www.medkoh.ch
info@medkoh.ch